




Übersicht Entnahmesysteme

Entnahmesystem	Abbildung	Entnahmesystem	Abbildung
Aptima HPV-Röhrchen <ul style="list-style-type: none"> HPV-Abstrich 		e-Swab dick e-Swab dünn <ul style="list-style-type: none"> Anzucht von Bakterien und Sproßpilzen (Hefen) einschließlich Anaerobier Bei Bedarf auch bis zu eine PCR-Untersuchung aus dem gleichen entnommenen Material möglich (z.B. bei schwer zu entnehmenden Harnröhrenabstrichen) 	
PCR-Abstrichset dick (Uniswab) <ul style="list-style-type: none"> Respiratorische Erreger (z.B. Influenza, RSV, Multiplex-Panel) 		PCR-Abstrichset dünn + dick (Dualswab) <ul style="list-style-type: none"> Chlamydien, Gonokokken, andere STI 	