



Nachweis von Coronavirus (SARS-CoV-2) im Diagnosticum

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, liebes Praxisteam,

nach intensiver Etablierung einer PCR für das neue Coronavirus SARS-CoV-2 freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir diesen Test ab sofort im eigenen Haus anbieten.

Abnahmematerial:

Folgende Probenmaterialien sind hierfür geeignet: Naso/Oropharynx-Abstrich, Bronchoalveoläre Lavage, Sputum und Trachealsekret. Im Regelfall sind Abstriche am einfachsten zu gewinnen. Bei dem von uns verwendeten System ist es dabei unerheblich, ob sie einen trockenen oder einen Abstrichtupfer mit flüssigem Medium („eSwab“ rot oder orange) verwenden. Konventionelle „gelhaltige“ Abstrichtupfer sind für die PCR jedoch nicht geeignet.

Falls Sie weitere Diagnostik wie eine Influenza-PCR oder eine bakteriologische Untersuchung wünschen, so stellen Sie bitte sicher, dass das Material für die Coronavirus-PCR in einem separaten Röhrchen eingeschickt wird.



Laufzeiten:

Wir streben eine Befundlaufzeit von 24 – 48 Stunden an.

Aufgrund der Dynamik des Geschehens rund um das neue Coronavirus möchten wir Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass es auch zu kurzfristigen Änderungen bei der Art von Abstrichtupfern, anderen Probenentnahmesystemen oder sogar diagnostischen Verfahren kommen kann. Wir sind bemüht, die Diagnostik in gewohnter Qualität sicherzustellen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit kollegialem Gruß

Dr. med. C. Scholz

Ansprechpartner:

Dr. med. Arno Buckendahl (FA für Mikrobiologie)
 Dipl. Ing. Melanie Hermann (Laborleiterin)

0371 83650-1223
 0371 83650-3234